

高速昇温電気炉 RF-1500 Electric Furnace RF-1500




AG-500との組み合わせ

特長

- 急速昇温タイプなので短時間での作業が可能
- コンパクトなボディで設置場所に困りません
- シンプルなスタンダードタイプ
- 再燃焼脱臭装置AG-500と組み合わせることによりクリーンでecoな作業環境を提供します

炉内寸法



- 奥行 220mm
※奥行には熱電対含む

再燃焼脱臭装置 AG-500

RF-1500の上部排気口から有害ガスを効率よく再燃焼させ排気します。



仕様

■高速昇温電気炉 RF-1500

型 式	RF-1500
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200VA
最高使用温度	1100℃
昇 温 速 度	700℃まで10分以内(無負荷時)
プログラム数	最大8プログラム、32セグメント
外 形 寸 法	W270×D380×H370mm(取手部含まず)
本 体 重 量	約16kg

■再燃焼脱臭装置 AG-500(別売品)

型 式	AG-500
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	260VA
脱 臭 方 式	酸化還元白金触媒

- 本製品は耐薬品性、耐衝撃性等を保証するものではありません。お客様の判断で用途に合わせてご使用ください。
- 本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2014年4月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- 製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。

©2014 by SK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

SK MEDICAL SKメディカル電子株式会社

〒526-0817 滋賀県長浜市七条町305番地の1
TEL : 0749-63-7773(代) FAX : 0749-63-4805

<http://www.sk-medical.jp/>

●お問い合わせ先