

再燃焼脱臭装置 AFTER BURNER

AG-500

吸入型排気装置 EXHAUST UNIT

AE-300



AG-500

高速昇温電気炉(当社製RF-1500)の上部から有害ガスを効率よく再燃焼させ排気します。

The AG-500 can change harmless air that RF-1500's burning gas by platinum-ceramics catalyst.

型 式	AG-500
電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	260VA
脱 臭 方 式	酸化還元白金触媒
外 形 寸 法	W250×D210×H200mm
本 体 重 量	約4.3kg
付 属 品	ベントチューブ 1個

AE-300

高速昇温電気炉(当社製RF-1500)の上部から有害ガスを室外、ドラフト等に排気できます。

The AE-300 can exhaust that RF-1500's burning gas to outdoors by the inside fan.

型 式	AE-300
電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	37VA
方 式	ファンによる強制排気
外 形 寸 法	W260×D190×H180mm
本 体 重 量	約3.6kg
付 属 品	ベントチューブ 1個 排気ダクト 1本 排気ダクト固定具 1個

●本製品は耐薬品性、耐衝撃性等を保証するものではありません。お客様の判断で用途に合わせてご使用ください。
●本カタログに記載の製品仕様、デザイン等は2014年11月現在のものです。改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
●製品の色は印刷のため実物と多少異なる場合があります。●このカタログからの無断転載はかたくお断りいたします。
©2014 by SK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

SK MEDICAL SKメディカル電子株式会社

〒526-0817 滋賀県長浜市七条町305番地の1
TEL : 0749-63-7773(代) FAX : 0749-63-4805

<http://www.sk-medical.jp/>

●お問い合わせ先